



InSite™ | Salmonella

InSite Salmonella 是一种用于快速简便筛查食品加工环境中沙门氏菌属的检测装置。装置中的液体培养基内含有针对沙门氏菌的生长促进剂和显色物质。若 24–48 小时内培养基颜色从紫色变为亮黄色则表明沙门氏菌初步检测结果为阳性。InSite Salmonella 是一个一体化的筛查检测装置，具有操作简便、检测时间短、不耗费过多人工和材料等特点。

优点：


- 使用简便，不需要准备步骤
- 大海绵拭子头设计以保证最大限度的采样量，使结果更为准确
- 免去高昂的外部（第三方）实验室费用
- 结果易于判断—亮黄色提示存在沙门氏菌
- 最快 24 小时内报告阳性结果
- 48 小时内报告阴性结果
- 一体化设计，无污染风险
- (2–8℃)冷藏可保存 9 个月

灵敏度：


- 可检测低至 1-10 CFU 沙门氏菌（即使在大量竞争菌存在条件下）。

结果判定：

- InSite Salmonella 有一个带有结果比色表的观察窗，可方便判定结果。当 InSite Salmonella 培养基颜色变为亮黄色时表明为阳性结果。



InSite Salmonella 操作流程:



相关产品:



Digital Dry Block Incubators 数控干式孵育器

数控孵育器, 适用于所有海净纳检测拭子。

有两个规格, 加热块可单独出售。

InSite Listeria 环境李斯特菌现场检测



InSite Listeria 测试环境表面李斯特菌属的检测拭子, 24-48 小时内液体培养基变为浅棕/黑色表明可能存在李斯特菌属。

MicroSnap Coliform & E. coli 大肠菌群&大肠杆菌检测



MicroSnap Coliform & E. coli 是快速检测和计数大肠菌群的检测拭子。根据检测限值 8 小时或更短时间内出结果。单个菌体可在 8 小时内检出, 因而 MicroSnap 可在同个工作日或班次内给出结果。MicroSnap Coliform & E. coli 检测限低至 1-10 CFU (通过 AOA 认证)。

MicroSnap Total 菌落总数检测



MicroSnap Total 可在 7 小时内给出总活菌数(TVC), 在同个工作日或班次内得知平均微生物水平。MicroSnap Total 检测限低至<100 CFU, 包括革兰氏阳性和革兰氏阴性菌, 需氧菌和兼性厌氧菌。

MicroSnap Enterobacteriaceae 肠杆菌科检测



MicroSnap EB 可在 7 小时内给出结果, 在同个工作日或班次内供得知平均微生物水平。MicroSnap EB 检测限低至 1-50 CFU。

目录 No.	说明	数量
见目录	Digital Dry Block Incubators 数字加热块干孵育器	1
IL050/IL100	InSite Listeria Environmental Listeria Species Test 环境李斯特菌现场检测	50/100
见目录	MicroSnap Coliform 大肠菌群&大肠杆菌检测	100
见目录	MicroSnap Total 菌落总数检测	100
见目录	MicroSnap Enterobacteriaceae 肠杆菌科检测	100